

# Catálogo de Produtos



**0∞LINKe**

## O que é?

Desenvolvido para ser utilizado na coluna vertebral por via posterior. É um conjunto de componentes metálicos implantáveis e modulares, compatíveis entre si, utilizados para realizar cirurgias da coluna, na execução de implante para estabilização mono e multisegmentar na Coluna Torácica, Tóraco – Lombar, Lombar, e estabilização mono e multisegmentar da coluna vertebral torácica, tóraco lombar e lombo sacra.

### Indicações

Indicado nas patologias de Deformidades – Escolioses Idiopáticas e Congênicas; Deformidades Neuromusculares, Cifoses; Lordoses, Degenerativas – Revisões de Cirurgias, Estenoses; Espondilolisteses, Degeneração de Disco Intervertebral Pseudoartroses; Tumores – Ressecção de Tumores; Fraturas – Fraturas Lombares e Torácicas pela via posterior.







**O∞LINKe**




### Parafuso Pedicular Espondilolistese

Ilustração	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Código
	5,5	35	101.60735
		40	101.60740
		45	101.60745
		50	101.60750
	6,5	35	101.60835
		40	101.60840
		45	101.60845
		50	101.60850

### Parafuso Poliaxial Articulável

Ilustração	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Código
	4,5	20	101.60320
		25	101.60325
		30	101.60330
		35	101.60335
		40	101.60340
	5,5	30	101.60430
		35	101.60435
		40	101.60440
		45	101.60445
		50	101.60450
	6,5	35	101.60535
		40	101.60540
		45	101.60545
		50	101.60550
		55	101.60555
	7,5	35	101.60635
		40	101.60641
		45	101.60646
		50	101.60650
		55	101.60655

Parafuso Pedicular

Ilustração	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Código
	4,5	20	101.84520
		25	101.84525
		30	101.84530
		35	101.84535
		40	101.84540
	5,5	30	101.85530
		35	101.85535
		40	101.85540
		45	101.85545
		50	101.85550
	6,5	30	101.86530
		35	101.86535
		40	101.86540
		45	101.86545
		50	101.86550
		55	101.86555
	7,5	30	101.87530
		35	101.87535
		40	101.87540
		45	101.87545
50		101.87550	

**Contra Parafuso Poliaxial (7,5mm)**

Ilustração	Código
	107.60604

**Contra Parafuso do Gancho (4,5mm/5,5mm/6,5mm).**

Ilustração	Código
	107.68010

**Gancho DTT 6,0 MM**

Ilustração	Código
	107.68003

**Gancho Distrator Longo Reto nº1**

Ilustração	Código
	107.69230

Gancho Distrator Esquerdo Reto nº2

Ilustração	Código
	107.69231

Gancho Distrator Direito Inclinado nº3

Ilustração	Código
	107.69232

Gancho Pedicular nº4

Ilustração	Código
	107.69233


Gancho Distrator Normal nº5

Ilustração	Código
	107.69234

### Haste para Gancho DTT Transversa


Ilustração	Comprimento (mm)	Código
	50	107.70002
	60	107.70003
	70	107.70004
	80	107.70005
	90	107.70006
	100	107.70007
	120	107.70000

### Haste Ø 6,0mm para Gancho de Distração

Ilustração	Comprimento (mm)	Código
	40	107.70040
	50	107.70050
	60	107.70060
	70	107.70070
	80	107.70080
	90	107.70090
	100	107.70100
	110	107.70110
	120	107.70120
	130	107.70130
	150	107.70150
	180	107.70180
	200	107.70200
	220	107.70220
	300	107.70300
	400	107.70400
500	107.70500	









# 0 $\infty$ LiNKe

■ ■

















## INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62126	Template 200 MM Duoplan Easy System	
104.62140	Template 400 MM Duoplan Easy System	
104.62132	Apalpador de Pedículo Duoplan Easy System	
104.62181	Deslocador Duoplan Easy System - Grip	
104.62171	Punção com Stop Duoplan Easy System - Grip	
104.62169	Punção Curto com Stop Duoplan Easy System - Grip	
104.62170	Punção Longo com Stop Duoplan Easy System - Grip	
104.62174	Chave de Aperto Final Duoplan Easy System - Grip	






## INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62149	Pinça Derrotadora de Haste Duoplan Easy System	
104.62176	Chave Garfo Duoplan Easy System - Grip	
104.25223	Chave Introdutora de Pedicular	
104.25224	Chave Introdutora de Poliaxial	
104.62153	Macho com Stop para Parafuso Duoplan Ø5,5	
104.62154	Macho com Stop para Parafuso Duoplan Ø6,5	
104.62158	Macho com Stop para parafuso Duoplan Ø4,5	
104.62159	Macho com Stop para Parafuso Duoplan Ø7,5	







## INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.25166	Pinça Compressora Tipo 02	
104.62101	Pinça Distratora Duoplan Easy System	
104.25263	Cabo T com Engate Rápido com Referenciador de Torque - Easy	
104.10338	Cabo T de Engate Rápido	







## INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62179	Chave Sextavada 4,0mm Duoplan Easy System - Grip	
104.62155	Chave Sextavada 4 x 300mm para Engate Rápido Ø8mm	
104.62102	Pinça Compressora Duoplan Easy System	
104.62076	Pinça para Gancho DTT	
104.62146	Chave para Espondilolistese	

## INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62145	Pinça para Haste Ø4mm	
104.62144	Pinça para Haste Ø6mm	
104.62172	Probe Curvo - Grip	
104.62173	Probe Reto - Grip	
104.62178	Chave para Gancho DTT - Grip	
104.62112	Punção de Prova	


## INSTRUMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
104.62161	Punção de Prova com Anel	
104.62180	Posicionador de Haste Duoplan Easy System - Grip	
104.62106	Pinça Dobra Haste Duoplan Easy System	
104.62119	Retorcedor Duoplan Easy System Direito	
104.62120	Retorcedor Duoplan Easy System Esquerdo	
110.00316	Caixa de Apoio Easy System	


Instrumentais e Caixas fazem parte de outros registros: 10208610055, 10208610076, 10208610051, 10208610053 10208610054, 10208610077.

# O∞LINKe

■ ■



Catálogo de Produtos

O-LINKe MEDICAL LTDA | +55 19 3534-6434 |  +55 19 97155-4862

REVISÃO 00 - 02/11/2023